



**PHYSIO RADIANCE**

P a r i s

*VISAGE+*

The evolution of beauty

USER MANUAL



# PHYSIO RADIANCE

P a r i s

Congratulations on your purchase of the Physio RadianceVisage+, your ultimate skin care solution. Physio RadianceVisage+ will help you look your best with beautiful and flawless skin. Let Physio RadianceVisage+ be your new transformation. Start seeing results today.

---

## VISAGE+ TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY GUIDELINES	<b>3</b>
2. ASSEMBLING	<b>4</b>
3. GET STARTED	<b>5</b>
• TECHNOLOGY USED	
4. SPECIFICATIONS	<b>5</b>
5. USING THE PHYSIO RADIANCEVISAGE+	<b>6</b>
• GETTING TO KNOW THE DEVICE	
• USING CONTROLLER	
• CHARGING THE DEVICE	
• USING THE DEVICE	
• AFTER USAGE CARE	
6. FAQs	<b>11</b>
7. PRODUCT WARRANTY	<b>12</b>

# SAFETY GUIDELINES

- Always follow the basic precautions when using this device.
- Do not use the device if you have any electronic implants such as a cardiac pacemaker or defibrillator as the device may interfere with the proper functioning of these electronic implants.
- Do not use the device if you are connected to any other electrical equipment with high frequency or diathermy to avoid the risk of any malfunctions due to electrical interference.
- Do not use the device over areas with braces, fillings or metal implants as you may experience some discomfort or a tingling sensation.
- Do not use or place the device directly over your eyes.
- Do not use the device over swollen, infected or inflamed areas and skin eruptions.
- Do not use over broken skin, lacerations, skin disorders and infectious diseases.
- Do not use the device if you suffer from serious illness or terminal health conditions.
- Do not use the device if you have numbness or insensitivity to electrical or heat treatments.
- Do not use the device if you are under medical supervision for any cognitive dysfunction.
- Do not use on children.
- Keep out of reach of children.
- Do not use on hyper apprehensive or highly strung users.
- Ensure that there is ample amount of skin care applied to the face and neck prior to using the device.
- Do not use if you are pregnant.
- Do not use the device while charging.
- Do not use when hands are wet.
- Do not submerge the device in water.
- Consult your physician before using the device.

# ASSEMBLING

The following items are provided in your Physio RadianceVisage+ kit:

1. Physio RadianceVisage+ Device
2. Physio RadianceVisage+ Charging Cradle
3. Physio RadianceVisage+ Travel Pouch
4. Universal Power Adaptor & USB Cable
5. User manual



# GET STARTED

## TECHNOLOGY USED

Physio RadianceVisage+ is a unique facial device equipped with a combination of Galvanic technology, Radio Frequency and Chromo Therapy.

This simple and easy-to-use facial device is designed for an array of facial and beauty treatments, helping to cleanse the skin, introduce active substances to the skin and enhance regeneration of elastin fibers and collagen tissues. Physio RadianceVisage+ has a user friendly control panel and an LED display panel with preset functions and intensity levels to suit all skin types. The device is mounted with four Titanium Facial Pads and three coloured LED Lights.

**Galvanic technology** (C, M) offers an ultimate facial care procedure through Desincrustation and iontophoresis. Desincrustation technology deeply cleanses and moisturises the skin while Iontophoresis technology rejuvenates the skin by infusing active substance into the deeper layers of skin tissue.

**Radio Frequency** (R, L) offers facial contour lifting by re-programming the regeneration of the collagen tissues and muscle fibres, hence reducing and smoothing fine lines and wrinkles on the face.


**Chromo Therapy** (LED) is a recently developed facial treatment using three LED lights – red, yellow and blue – set at specific wavelengths to suit different types of skin levels.

## SPECIFICATIONS


<b>Product name</b>	: Physio RadianceVisage+
<b>Input Voltage</b>	: 100-250 V
<b>Output Voltage</b>	: 5 V
<b>Battery</b>	: Rechargeable Lithium Battery
<b>Output Current</b>	: 1,000 mA
<b>Dimensions</b>	
<b>Length</b>	: 18 cm
<b>Width</b>	: 4.5 cm
<b>Height</b>	: 3.3 cm
<b>Weight</b>	: 118 g

# USING THE PHYSIO RADIANCE VISAGE+


## GETTING TO KNOW THE DEVICE




## USING CONTROLLER




**On/Off**




**Mode selection**  
(Galvanic/Radio Frequency)




**LED Lights selection**




**C Cleansing**




**M Moisturising**



**R Radiance**



**L Lifting**



**Battery Indicator**

## CHARGING THE DEVICE

1. Ensure all accessories and components are complete.
2. Charge the device with the provided adaptor only.
3. To charge, insert the device into the Cradle and make sure the device sits snugly in the cradle. Once the adaptor is plugged into the socket, insert the jack into the power input situated at the back of the cradle. While charging, the battery indicator light will turn red indicating that the charging is in progress.
4. Once fully charged, the indicator light will turn green.

**Note:** It will normally take 1.5-2 hours to charge a fully drained battery.


**DO NOT USE THE DEVICE WHILE CHARGING.**

# USING THE DEVICE

## BEFORE USING THE DEVICE


- Prior to using Physio RadianceVisage+, ensure that the skin on and around the face and neck area is clean for optimal result.
  - The duration of each Mode is three (3) minutes. The usage duration time will be indicated by the beeping sounds, first beep being the one (1) minute mark, the second beep being the two (2) minute mark, and the last beep being the three (3) minute mark. The device will automatically turn off after the final beep
  - During every procedure, ensure that all four titanium facial pads are in full contact with the skin at all times.
  - Ensure you touch the side conducting silvers on both side of the device at all times to complete the circuit.
  - After every session, wipe or clean excess gel/skin care products off the device and titanium pads with a clean damp cloth to remove traces of residues.
- 

## STEP 1 DEEP CLEANSING (C)



- Spread an ample amount of Physio Radiance Visage+ gel onto the face and neck area.
- Turn on Physio RadianceVisage+ and set to C (Cleansing) with Red LED light. Gently glide the device around your face and neck in small rotating motions (You can choose to use Blue LED light if you have congested skin or acne).
- Start from the chin then move to one side of the cheek then up to the nose area, followed by the forehead area and down to the other side of the cheek. Continue with the procedure until you are back to the chin. Repeat the procedure for three (3) minutes.
- It is mandatory to rinse your face with warm water and pat dry with facial tissue or cloth before proceeding to the next step.

## STEP 2 MOISTURISING (M)




- Spread an ample amount of serum/moisturiser onto the face and neck area.
- Turn on Physio RadianceVisage+ and set to M (Moisturising) with Red LED light. Gently massage your face and neck in rotating motions.
- Start from the chin then move to one side of the cheek then up to the nose area then up to the forehead area and down to the other side of the cheek. Continue with the procedure until you are back to the chin. Repeat the procedure for three (3) minutes.

## STEP 3 RADIANCE (R)



- Spread an ample amount of serum/moisturiser onto the face and neck area.
- Turn on Physio RadianceVisage+ and set to R (Radiance) with Red LED light. Gently massage your face and neck in rotating circles.
- Start from the chin then move to one side of the cheek then up to the nose area then up to the forehead area and down to the other side of the cheek. Continue with the procedure until you are back to the chin. Repeat the procedure for three (3) minutes.

## STEP 4 LIFTING (L)



- Spread an ample amount of serum/moisturiser onto the face and neck area.
- Turn on Physio RadianceVisage+ and set to L (Lifting) with Red LED light.
- Start from the lower lip area down towards the chin then begin at the corner of the mouth from jawline up towards the temple area. Gently massage in an upward motion. Repeat the procedure on the other side of the face for three (3) minutes.

## RECOMMENDED PROGRAMS

<b>SKIN TYPE/ CONDITION</b>	<b>CLEANSING (C)</b>	<b>MOISTURISING (M)</b>	<b>RADIANCE (R)</b>	<b>LIFTING (L)</b>	<b>LIGHT</b>
Normal	X	X	X	X	Red
Dry		X	X	X	Red
Oily & Congested	X	X	X	X	Red
Matured	X	X	X	X	Red
Dehydrated	X	X	X	X	Red
Acne	X				Blue
Sensitive		X	X	X	Yellow
Dark Eye Rings	X	X	X	X	Flash

## AFTER USAGE CARE

- Wipe or clean excess gel/skin care products off the device and the titanium pads with a clean damp cloth to remove any traces of residue after every session.
- Store the device and its components in a dry and dust-free environment.
- Store in temperatures between -10 °C to 35 °C.
- Do not spill any liquid on the device, controller, power adaptor, cradle or any electrical wires.
- Do not use in wet conditions e.g. rain or in a shower.
- Do not clean the device with detergents or chemicals of any sort.
- Do not submerge the device in water.

# FAQs

## **How does a Radio Frequency Facial work?**

Radio Frequency technology works through radio wave currents that penetrate deep into the dermis (deepest layer of the skin) and internal layers of the skin, stimulating the tightening of the underlying tissues from which fine lines, wrinkles, and bad skin texture originate as part of the natural ageing process.

## **Does the procedure hurt?**

User experience may vary due to different levels of pain tolerance in individuals. The radio wave currents together with the LED light therapy projects heat onto the skin and may cause minimal discomfort.

## **Some parts of my face and neck turned red after use, is this normal?**

Due to radio wave currents and heat, users may experience mild redness. This should go away in 1-2 hours. If redness persists, please consult your physician immediately.

## **How long does the effects/results last?**

Results vary from user to user. They can last up to 24 months or more based on the user's natural ageing process.

## **How many times a week should I use this device?**

For best results, use 7 – 14 times a week.

## **How long is each session?**

A full session will take twelve (12) minutes while each individual session takes three (3) minutes each.

## **Who can use this device?**

This device is best for those in their mid-20s and 30s-50. Users in their 60s and above may require more frequent procedures.

## **What kind of skin type is best suited for the device?**

The device can be used with all skin types.

## **What kind of skin care should I use with the device?**

The device can be used with any skin care products that contain water-based ingredients. For best and optimal results, we recommend you to use the device with Physio Radiance skin care products.

# PRODUCT WARRANTY

To be covered by this Limited Warranty, the product must have been purchased directly from QNET Limited ('QNET'), or from a registered Independent Representative (IR). This Limited Warranty extends only to the original purchaser and is not assignable or transferable.

QNET WARRANTS TO YOU, THAT UNDER NORMAL USE, THE PRODUCT WILL BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, ('WARRANTY PERIOD'). IF YOU DISCOVER A DEFECT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY DURING THE WARRANTY PERIOD, AND RETURN THE PRODUCT TO US, WE WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT, AT OUR SOLE OPTION, USING EITHER NEW OR REMANUFACTURED COMPONENTS. THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND AS TO ANY DEFECTS DISCOVERED AFTER THE WARRANTY PERIOD EXPIRES.

This Limited Warranty covers defects in manufacturing that arise from the correct use of the product per the product's manual and instructions. It does not cover damage caused by abuse, misuse, accidents, modification or repair by any persons other than QNET Ltd.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY FOR THE PRODUCT AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, PROVIDED BY QNET. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT GUARANTEE SPECIFIC SKIN IMPROVEMENT.

## **LIMITATION OF REMEDIES**

YOUR EXCLUSIVE REMEDY, IN LIEU OF ALL INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL OR OTHER DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING NEGLIGENCE, IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, IF DEFECTIVE, UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY.

QNET shall bear no other expenses.

QNET reserves the right to refuse to repair or replace the product if it is returned in an unsanitary condition, and reserves the right to substitute a product of equal or better quality if an identical product is not available at the time of replacement.

## **GOVERNING LAW**

The laws of Hong Kong shall apply to this Limited Warranty.

## **HOW TO GET SERVICE UNDER THIS LIMITED WARRANTY**

To obtain service under this Limited Warranty, please contact the Global Support Centre and keep the product serial number for tracking purposes.



# PHYSIO RADIANCE

## Paris

تهانينا لك على شرائك منتج Physio RadianceVisage+، حل رعاية البشرة الجديد والرائع. سوف يمنحك Physio RadianceVisage+ مظهرًا رائعًا لبشرة جميلة وخالية من العيوب. استخدم Physio RadianceVisage+ واستعد للتحول العظيم. لاحظ النتائج وشاهد ثورة جديدة في عالم الجمال اليوم.

## VISAGE+

### جدول المحتويات

14	1. إرشادات الأمان
15	2. التجميع
16	3. البدء
	● التقنية المستخدمة
16	4. المواصفات
17	5. استخدام Physio RadianceVisage+
	● التعرف على الجهاز
	● استخدام وحدة التحكم
	● شحن الجهاز
	● استخدام الجهاز
	● رعاية ما بعد الاستخدام
22	6. الأسئلة المتكررة
23	7. ضمان المنتج

## إرشادات الأمان

- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك أية أجهزة إلكترونية مزروعة بالجسم مثل منظم ضربات القلب أو مزيل الرخفان أو إذا كنت تعاني من أي مشاكل أخرى في القلب حيث قد يعيق الجهاز عمل هذه الأجهزة المزروعة بالجسم بالطريقة المناسبة.
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت متصلاً بأي أجهزة كهربائية أخرى مثل الأجهزة عالية التردد أو أجهزة العلاج بالإنفاذ الحراري لتجنب مخاطر حدوث أي أعطال بسبب التداخل الكهربائي.
- لا تستخدم الجهاز على المناطق التي تحتوي على دعامات أو حشوات أو الأجسام المعدنية المزروعة حيث قد يتسبب هذا الإجراء في أن تشعر بعدم الراحة أو وخز.
- لا تستخدم الجهاز أو تضعه على العينين مباشرة.
- لا تستخدم الجهاز على مناطق متورمة أو مصابة أو ملتهبة أو الأماكن التي تحتوي على طفح جلدي.
- لا تستخدم الجهاز على الجروح والمناطق المتهتكة والمريضة والمصابة بالأمراض المعدية. لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من مرض خطير أو حالة صحية مستعصية.
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من الخدر أو تعاني من الحساسية تجاه طرق العلاج الكهربائية أو الحرارية.
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تخضع لإشراف طبي بخصوص خلل وظيفي إدراكي. لا يمكن استخدامه على الأطفال.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم الجهاز على الأشخاص الذين يعانون من الخوف الزائد أو توتر الأعصاب. احرص دائماً على اتباع الاحتياطات الأساسية عند استخدام هذا الجهاز.
- تأكد من وجود كمية كافية من مستحضر رعاية البشرة على الوجه والعنق قبل استخدام الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز في حالة الحمل.
- لا تستخدم الجهاز أثناء اتصاله بالشاحن.
- لا تستخدمه ويديك مبللتين.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- يرجى استشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز.

# التجميع

تتوفر العناصر التالية في مجموعة Physio Radiance Visage+:

1. جهاز Physio Radiance Visage+
2. حامل شحن Physio Radiance Visage+
3. حقيبة حمل Physio Radiance Visage+ أثناء السفر
4. كبل USB ومحول طاقة شامل
5. دليل المستخدم



## البدء التقنية المستخدمة

Physio RadianceVisage+ جهاز فريد للعناية بالوجه يقدم باقة من أنواع العلاجات هي تقنية العلاج الكلفاني للتجاعيد والعلاج بترددات الموجات اللاسلكية والعلاج بالألوان.

يقدم هذا الجهاز، البسيط وسهل الاستخدام، مجموعة رائعة من علاجات العناية بالوجه من أجل تنظيف البشرة ووضع المواد النشطة على البشرة ويحفز عملية تجديد ألياف الإيلاستين وأنسجة الكولاجين. يتمتع جهاز Physio RadianceVisage+ بواجهة تحكم سهلة الاستخدام ولوحة شاشة LED بوظائف سابقة الضبط ومستويات قوة تناسب جميع أنواع البشرة. كما يحتوي الجهاز على أربعة وسائد للوجه مصنوعة من التيتانيوم وثلاثة مصابيح LED ملونة.

توفر تقنية العلاج الكلفاني للبشرة (C, M) علاج فائق للعناية بالوجه من خلال كشط الخلايا الميتة والعلاج بالرحلان الأيوني. تقوم تقنية كشط الخلايا الميتة على تنظيف وترطيب الطبقات العميقة من البشرة، بينما تعمل تقنية العلاج بالرحلان الأيوني على تجديد البشرة من خلال حقن مواد نشطة في الطبقات الأعمق من أنسجة البشرة. تستخدم تقنية.

تردد موجات الراديو (R, L) في رفع كفاف الوجه من خلال إعادة برمجة عملية تجديد أنسجة الكولاجين وألياف العضلات مع تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد الموجودة على الوجه وتنعيمها.

تم تطوير العلاج بالألوان (LED) حديثاً لعلاج الوجه باستخدام ثلاثة مصابيح LED - أحمر وأصفر وأزرق - يتم ضبطها على أطوال موجية معينة لتناسب مستويات أنواع البشرة المختلفة.


## المواصفات

Physio RadianceVisage+ :	اسم المنتج
100-250 فولت :	فرق جهد الدخل
5 فولت :	فرق جهد الخرج
: بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن	البطارية
: 1,000 ملي أمبير	تيار الخرج
	الأبعاد
18 سم :	الطول
4.5 سم :	العرض
3.3 سم :	الارتفاع
118 جرام :	الوزن



# استخدام PHYSIO RADIANCE VISAGE+ التعرف على الجهاز




## استخدام وحدة التحكم




1 تشغيل/إيقاف تشغيل

2 اختيار البرنامج  
(كلفاني/تردد موجات الراديو)


3 التحديد مصابيح ال LED




4 تنظيف C




5 ترطيب M



6 إشراق R



7 شد L



8 مؤشر البطارية

## شحن الجهاز

- 1 تأكد من اكتمال جميع الإكسسوارات والمكونات.
- 2 اشحن البطارية باستخدام المحول الموفر فقط.
- 3 للشحن، أدخل الجهاز في الحامل وتأكد من استقراره على الحامل بشكل مريح. وبمجرد توصيل المحول في المقبس، أدخل القابس في مدخل الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من الحامل. أثناء الشحن، يتحول ضوء مؤشر البطارية إلى اللون الأحمر للدلالة على أن عملية الشحن قيد التنفيذ.
- 4 بمجرد اكتمال شحن البطارية، يضيء مصباح المؤشر باللون الأخضر.

ملاحظة: تستغرق عملية الشحن الكامل لبطارية فارغة تمامًا عادةً من ساعة ونصف إلى ساعتين.


لا تستخدم الجهاز أثناء اتصاله بالشاحن.

## استخدام الجهاز قبل استخدام الجهاز

- قبل استخدام Physio RadianceVisage+، تأكد من نظافة البشرة في منطقة الوجه والعنق للحصول على أفضل النتائج.
- مدة كل برنامج ثلاثة (3) دقائق. تدل أصوات الصفير على وقت مدة الاستخدام، أول صوت صفير يدل على مرور دقيقة واحدة (1) وصوت الصفير الثاني يدل على مرور دقيقتين (2)، وصوت الصفير الأخير يدل على مرور ثلاثة دقائق (3). ويتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد صوت الصفير الأخير.
- خلال كل إجراء، تأكد من أن جميع وسائد الوجه المصنوعة من التيتانيوم ملامسة بشكل تام للبشرة في جميع الأوقات.
- احرص على لمس الأجزاء الفضية الجانبية جيدة التوصيل على جانبي الجهاز لغلق الدائرة الكهربائية.
- بعد كل جلسة، امسح بقايا الجل/منتجات رعاية البشرة أو نظفها عن الجهاز ووسائد التيتانيوم بقطعة قماش مبللة.

### الخطوة 1


#### التنظيف العميق (C)



- ادهن كمية كبيرة من جل Physio RadianceVisage+ على الوجه والعنق.
- قم بتشغيل Physio RadianceVisage+ واضبطه على C (تنظيف) بضوء مصباح LED الأحمر. مرر الجهاز برفق على الوجه والعنق بحركات دائرية صغيرة. (يمكنك اختيار مصباح LED الأزرق إذا كنت تعاني من انسداد في مسام الجلد أو حب الشباب)
- ابدأ من الذقن، ثم تحرك إلى أحد الخدين، ثم إلى منطقة الأنف، ثم إلى الجبهة، ثم إلى أسفل إلى الخد الثاني. تابع هذا الإجراء حتى تعود إلى الذقن. كرر هذا الإجراء لمدة ثلاثة (3) دقائق.
- يجب شطف الوجه بماء دافئ وجففه بمنشفة أو قطعة قماش قبل الشروع في الخطوة الثانية.

## الخطوة 2


### الترطيب (M)



- ادهن كمية كبيرة من المصل/المرطب على الوجه والعنق.
- قم بتشغيل Physio RadianceVisage+ واضبطه على M (ترطيب) بضوء مصباح LED الأحمر. قم بتدليك الوجه والعنق بحركات دائرية.
- ابدأ من الذقن، ثم تحرك إلى أحد الخدين، ثم إلى منطقة الأنف، ثم إلى الجبهة، ثم إلى أسفل إلى الخد الثاني. تابع هذا الإجراء حتى تعود إلى الذقن. كرر هذا الإجراء لمدة ثلاثة (3) دقائق.

## الخطوة 3


### الإشراق (R)



- ادهن كمية كبيرة من المصل/المرطب على الوجه والعنق.
- قم بتشغيل Physio RadianceVisage+ واضبطه على R (الإشراق) بضوء مصباح LED الأحمر. قم بتدليك الوجه والعنق بحركات دائرية.
- ابدأ من الذقن، ثم تحرك إلى أحد الخدين، ثم إلى منطقة الأنف، ثم إلى الجبهة، ثم إلى أسفل إلى الخد الثاني. تابع هذا الإجراء حتى تعود إلى الذقن. كرر هذا الإجراء لمدة ثلاثة (3) دقائق.

## الخطوة 4

### الشد (L)



- ادهن كمية كبيرة من المصل/المرطب على الوجه والعنق.
- قم بتشغيل Physio RadianceVisage+ واضبطه على L (الرفع) بضوء مصباح LED الأحمر.
- ابدأ من منطقة الشفة السفلى باتجاه الذقن، ثم ابدأ من زاوية الفم عند خط الفك باتجاه الصدغ. قم بالتدليك بتحريك اليد باتجاه الأعلى. كرر هذا الإجراء على النصف الثاني من الوجه لمدة ثلاثة (3) دقائق.

## البرامج الموصى بها

حالة/نوع البشرة	التنظيف (C)	الترطيب (M)	الإشراق (R)	الشدة (L)	الضوء
عاديته	×	×	×	×	أحمر
جافه		×	×	×	أحمر
دهنية ومسدودة المسام	×	×	×	×	أحمر
ناضجة	×	×	×	×	أحمر
غير رطبة	×	×	×	×	أحمر
حب الشباب	×				أزرق
حساسة		×	×	×	أصفر
الهالات السوداء	×	×	×	×	واامض

## رعاية ما بعد الاستخدام

- امسح بقايا الجل/منتجات رعاية البشرة أو نظفها عن الجهاز ووسائد التيتانيوم بقطعة قماش مبللة بعد كل جلسة.
- قم بتخزين الجهاز ومكوناته في بيئة جافة وخالية من الأتربة.
- قم بالتخزين في درجة حرارة تتراوح بين 10- إلى 35 درجة مئوية.
- لا تسكب أي سائل على وحدة تحكم الجهاز أو محول الطاقة أو الحامل أو أية أسلاك كهربائية.
- لا تستخدم الجهاز في ظروف قد تعرضه للبلل. على سبيل المثال، تحت المطر أو الدش.
- لا تنظف الجهاز بمنظفات أو مواد كيميائية من أي نوع.
- لا تغمر الجهاز في الماء.

## الأسئلة المتكررة

**كيف تعمل وظيفة العناية بالوجه باستخدام تردد موجات الراديو؟**  
تعمل تقنية تردد موجات الراديو، من خلال تيارات موجية تخترق أعماق أدمة باطن الجلد (أعمق طبقة في البشرة) وطبقات البشرة الداخلية، على تحفيز وشد الأنسجة التحتية التي تتسبب في ظهور الخطوط الدقيقة وأنسجة البشرة التالفة.

**هل يتسبب هذا الإجراء في الشعور بالألم؟**  
قد تتباين خبرات المستخدمين حسب مستويات تحمل الألم المختلفة للأفراد. يتولد عن موجات الراديو وعلاج ضوء مصباح LED تأثير حراري على البشرة. وهذا قد يتسبب في شعور ضئيل بعدم الراحة.

**بعض أجزاء الوجه والعنق تتحول إلى اللون الأحمر، هل هذا الأمر طبيعي؟**  
قد يعاني المستخدمون بسبب موجات الراديو والحرارة من احمرار بسيط. ويذهب هذا الأثر خلال فترة تتراوح بين ساعة وساعتين. وإن لم يحدث هذا، يرجى استشارة الطبيب.

**ما مدى دوام التأثيرات/النتائج؟**  
تتباين التأثيرات من مستخدم إلى آخر. وقد تدوم حتى 24 شهرًا أو أكثر حسب عملية التقدم في السن الطبيعية للمستخدم.

**كم مرة يمكنني استخدام الجهاز في الأسبوع؟**  
للحصول على أفضل النتائج، استخدم الجهاز من 7 إلى 14 مرة في الأسبوع.

**ما مدة كل جلسة؟**  
تستغرق الجلسة الكاملة 12 دقيقة، بينما تستغرق كل جلسة فردية 3 دقائق.

**من يمكنه استخدام هذا الجهاز؟**  
يعتبر هذا الجهاز الخيار الأمثل للفئات العمرية الموجودة في منتصف العشرينيات والفئات الموجودة بين الثلاثينيات والخمسينيات. وقد تحتاج الفئات العمرية التي تتجاوز الستين من العمر لإجراءات أكثر انتظامًا.

**ما هي أنواع البشرة التي تناسب الجهاز بشكل مثالي؟**  
يمكن استخدام الجهاز مع جميع أنواع البشرة.

**ما نوع مستحضر رعاية البشرة الذي ينبغي استخدامه مع الجهاز؟**  
يمكن استخدام الجهاز مع أي من منتجات رعاية البشرة التي تحتوي على مكونات مائية. للحصول على أفضل النتائج، نوصيك باستخدام الجهاز مع منتجاب رعاية البشرة Physio Radiance.

## ضمان المنتج

كي تستفيد من هذا الضمان المحدود، يجب أن يكون قد تم شراء المنتج مباشرة من QNET المحدودة ('شركة QNET')، أو من ممثل مستقل (IR) مسجل. يمتد هذا الضمان المحدود إلى المشتري الأصلي فقط ولا يمكن إعادة تخصيصه أو نقله للغير.

تضمن لك شركة QNET، في حدود الاستخدام العادي، خلو المنتج من أية عيوب في المواد والتصنيع لمدة سنة (1) من تاريخ الشراء، ("فترة الضمان"). إذا اكتشفت وجود عيب مشمول ضمن هذا الضمان المحدود خلال فترة الضمان، وقمت بإعادة المنتج إلينا، فنحن ملتزمون بإصلاح أو استبدال المنتج، حسب ما نراه مناسباً، باستخدام مكونات جديدة أو مُعاد تصنيعها. لا يوجد أي ضمان أو حالة من أي نوع لأي عيب أو خلل يتم اكتشافه بعد انتهاء فترة الضمان.

يغطي هذا الضمان المحدود عيوب التصنيع التي تظهر في حدود الاستخدام الصحيح للمنتج كما هو موضح في دليل المنتج والتعليمات. لا يغطي هذا الضمان الأضرار الناجمة عن إساءة الاستعمال أو سوء الاستخدام أو الحوادث أو التعديل، أو الإصلاح من قبل أي أشخاص آخرين بخلاف شركة QNET، أو الرطوبة، أو التعرض لحرارة أو برودة شديدة، والاستعمال في بيئات تأكل أو الضغط العالي أو مصدر طاقة غير مناسب.

هذا الضمان المحدود هو الضمان الوحيد للمنتج، وليس هناك أية ضمانات أخرى صريحة أو شفوية أو مكتوبة تقدمها شركة QNET. ولا تمثل هذه الوثيقة ضماناً لتحسن حالة البشرة.

### حدود التعويضات

يقتصر تعويضك الحضري، عوضاً عن كل الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو التحذيرية أو الخاصة أو أية أضرار أخرى من أي نوع بما في ذلك الإهمال والتقصير، على إصلاح أو استبدال المنتج، إذا كان معيباً، بموجب الشروط والأحكام الواردة في هذا الضمان المحدود.

لن تتحمل شركة QNET أية مصروفات أخرى.

تحتفظ شركة QNET لنفسها بحق رفض إصلاح أو استبدال المنتج إذا تم إرجاعه بحالة سيئة للغاية، وتحتفظ لنفسها بحق استبدال المنتج بمنتج آخر بجودة مكافئة أو أفضل في حالة عدم توفر منتج مطابق.

### القانون المنظم.

تسري قوانين هونج كونج على هذا الضمان المحدود.

### كيفية الحصول على خدمة بموجب هذا الضمان المحدود

للحصول على الخدمة بموجب الضمان المحدود، برجاء الاتصال بمركز الدعم العالمي والاحتفاظ بالرقم المسلسل لأغراض التتبع.



# PHYSIO RADIANCE

Paris

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf von Physio RadianceVisage+, Ihrer neuen und ultimativen Lösung für die Hautpflege. Physio RadianceVisage+ verbessert Ihr Aussehen durch eine schöne und makellose Haut. Lassen Sie Physio RadianceVisage+ eine Transformation bewirken. Sehen Sie bereits heute die ersten Ergebnisse durch den Beginn Ihrer persönlichen Evolution der Schönheit.

---

## VISAGE+ INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSRICHTLINIEN	<b>25</b>
2. ZUSAMMENBAU	<b>26</b>
3. ERSTE SCHRITTE	<b>27</b>
• VERWENDETE TECHNOLOGIE	
4. SPEZIFIKATIONEN	<b>27</b>
5. SO VERWENDEN SIE PHYSIO RADIANCE VISAGE+	<b>28</b>
• MACHEN SIE SICH MIT DEM GERÄT VERTRAUT	
• DIE VERWENDUNG DER STEUERUNG	
• AUFLADEN DES GERÄTS	
• VERWENDUNG DES GERÄTS	
• NACH DER ANWENDUNG	
6. FAQ - HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	<b>33</b>
7. PRODUKTGARANTIE	<b>34</b>

# SICHERHEITSRICHTLINIEN

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie elektronische Implantate wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren verwenden oder wenn Sie unter anderen Herzproblemen leiden, da diese durch die Verwendung dieses Gerätes beeinflusst oder verstärkt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen elektronischen Gerät wie Hochfrequenz- oder Diathermiegeräten, um Fehlfunktionen durch elektrische Interferenzen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem sich Zahnspangen, Zahnfüllungen oder Implantate aus Metall befinden, da dies ein unangenehmes oder kribbelndes Gefühl hervorrufen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht direkt an den Augen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf angeschwollener, infizierter oder entzündeter Haut oder bei Hautausschlägen.
- Nicht bei offenen Verletzungen wie Riss-, Schnitt- oder Platzwunden oder bei Hauterkrankungen und Infektionskrankheiten verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwer krank sind oder an einer tödlichen Krankheit leiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Taubheitsgefühl oder an einer Überempfindlichkeit gegen Wärmebehandlungen leiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie aufgrund von kognitiven Störungen in ärztlicher Behandlung sind.
- Nicht bei Kindern verwenden.
- Von Kindern fernhalten.
- Besonders ängstliche und nervöse Menschen sollten dieses Gerät nicht verwenden.
- Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Gerätes immer an diese Gebrauchsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass vor der Verwendung des Geräts immer eine ausreichend große Menge an Gesichtspflege auf Gesicht und Hals aufgetragen wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Holen Sie vor der Anwendung den Rat Ihres Arztes ein.

# ZUSAMMENBAU

Die folgenden Artikel werden zusammen mit Ihrem Physio Radiance VISAGE+ Set geliefert:

1. Physio Radiance VISAGE+ Gerät
2. Physio Radiance VISAGE+ Ladevorrichtung
3. Physio Radiance VISAGE+ Aufbewahrungsbeutel für Reisen
4. Universal Adapter und USB-Kabel
5. Bedienungsanleitung



# ERSTE SCHRITTE

## VERWENDETE TECHNOLOGIE

Physio Radiance VISAGE+ ist ein einzigartiges Gerät zur Gesichtspflege, das eine Kombination von galvanischer Technologie, Radiofrequenzen und Chromo-Therapie nutzt.

Dieses ganz einfach zu verwendende Gerät für die Gesichtspflege wurde für eine Vielzahl von Gesichts- und Schönheitsbehandlungen entworfen, die dabei helfen, die Haut zu reinigen, aktive Substanzen in die Haut einzuschleusen und die Regeneration der Elastinfasern und des Kollagengewebes zu fördern. Physio Radiance VISAGE+ besitzt ein anwenderfreundliches Bedienelement und eine LED-Anzeige, mit voreingestellten Funktionen und Intensitätsstufen, durch die das Gerät für alle Hauttypen geeignet ist. Das Gerät ist mit vier Gesichtspads aus Titan ausgestattet und besitzt drei farbige LED-Lämpchen.

**Die galvanische Technologie** (C, M) bietet eine optimale Gesichtspflegeroutine durch das Entfernen von Ablagerungen auf der Hautoberfläche und Iontophorese. Durch das Entfernen von Oberflächenablagerungen wird die Haut gründlich gereinigt und mit Feuchtigkeit versorgt, während die Iontophorese-Technologie die Haut durch die Aufnahme von aktiven Substanzen in den tiefen Hautschichten verjüngt.

**Radiofrequenzen** (R, L) straffen die Gesichtskonturen und unterstützen die Regeneration des Kollagengewebes und der Muskelfasern, was zu einer Milderung von feinen Linien und Falten im Gesicht führt.

**Chromo-Therapie** (LED) ist eine neu entwickelte Gesichtsbehandlung, die drei LED-Leuchten nutzt: Rot, Gelb und Blau, deren unterschiedliche Wellenlängen sich positiv auf verschiedene Arten von Hautniveaus auswirken.

## SPEZIFIKATIONEN


<b>Produktname</b>	: Physio RadianceVisage+
<b>Eingangsspannung</b>	: 100-250 V
<b>Ausgangsspannung</b>	: 5 V
<b>Batterie</b>	: Wiederaufladbare Lithium-Batterie
<b>Ausgangsstrom</b>	: 1,000 mA
<b>Abmessungen</b>	
<b>Länge</b>	: 18 cm
<b>Tiefe</b>	: 4.5 cm
<b>Höhe</b>	: 3.3 cm
<b>Gewicht</b>	: 118 g

# SO VERWENDEN SIE PHYSIO RADIANCE VISAGE+


## SO MACHEN SIE SICH MIT DEM GERÄT VERTRAUT




## VERWENDUNG DER STEUERUNG




**An/Aus**




**Wahl des Modus**  
(Galvanisch / Radiofrequenz)




**Wahl der LED-Leuchten**




**C** Reinigung (Cleansing)




**M** Feuchtigkeit  
(Moisturising)



**R** Ausstrahlung (Radiance)



**L** Straffung



**Batterieanzeige**

## AUFLADEN DES GERÄTS

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Accessoires und Elemente vorhanden sind.
2. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter auf.
3. Um das Gerät aufzuladen, setzen Sie es in das Ladegerät und stellen Sie sicher, dass es richtig eingesetzt ist. Während des Ladevorgangs leuchtet das Lämpchen der Batterieanzeige Rot auf, um den Ladevorgang anzuzeigen.
4. Sobald das Gerät vollgeladen ist, leuchtet das Indikatorlämpchen Grün auf.

**Hinweis:** Bei einer vollkommen leeren Batterie dauert dies normalerweise 1,5 - 2 Stunden.

**VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT WÄHREND DES LADEVORGANGS.**

# VERWENDUNG DES GERÄTS


## VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS

- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie vor der Verwendung von Physio Radiance VISAGE+ sicherstellen, dass Ihre Gesichtshaut und die Haut der umgebenden Bereiche sauber ist.
- Die Dauer jedes Modus beträgt drei (3) Minuten. Das Ende eines Modus wird durch Pieptöne angekündigt. Der erste nach einer (1) Minute, der zweite Piepton ertönt nach zwei (2) Minuten und der letzte Piepton nach drei (3) Minuten. Das Gerät schaltet sich nach dem letzten Piepton automatisch ab.
- Stellen Sie bei der Verwendung sicher, dass alle vier Gesichtspads aus Titan die ganze Zeit lang direkten Hautkontakt haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die leitfähigen Seiten aus Silber am Gerät die ganze Zeit über berühren, um den Kreislauf zu vervollständigen.
- Entfernen Sie nach jeder Verwendung die Reste des Gels vom Gerät und den Titan-Pads, indem Sie es mit einem feuchten Tuch so lange abwischen, bis alle Rückstände entfernt sind.

---

## SCHRITT 1


### TIEFENREINIGUNG (C)



- Verteilen Sie eine großzügige Menge des Physio Radiance VISAGE+ Gels im Gesicht und im Halsbereich.
- Schalten Sie Physio Radiance VISAGE+ ein und stellen Sie C (Reinigung) mit rotem LED-Licht ein. Führen Sie das Gerät sanft in kleinen kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht und Ihren Hals. (Sie können auch das blaue LED-Licht verwenden, wenn Sie unter verstopften Poren oder Akne leiden)
- Beginnen Sie im Bereich des Kinns und bewegen Sie es über eine Wange hoch zum Nasenbereich, weiter zur Stirn und dann über die andere Wange wieder hinunter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie wieder beim Kinn auskommen. Wiederholen Sie den Vorgang drei (3) Minuten lang.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihr Gesicht mit warmem Wasser abspülen und mit einem Gesichtstuch oder einem Handtuch trockentupfen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt weitermachen.

## SCHRITT 2


### FEUCHTIGKEIT (M -Moisturising)



- Verteilen Sie eine großzügig bemessene Menge des Serums/des Moisturisers im Gesicht und im Halsbereich.
- Schalten Sie Physio Radiance VISAGE+ ein und stellen Sie M (Feuchtigkeit) mit rotem LED-Licht ein. Massieren Sie Ihr Gesicht und Ihren Hals sanft mit kreisenden Bewegungen.
- Beginnen Sie im Bereich des Kinns und bewegen Sie es über eine Wange hoch zum Nasenbereich, dann weiter zur Stirn und dann über die andere Wange wieder hinunter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie wieder beim Kinn ankommen. Wiederholen Sie den Vorgang drei (3) Minuten lang.

## SCHRITT 3


### AUSSTRAHLUNG (R - RADIANCE)



- Verteilen Sie eine großzügig bemessene Menge des Serums/des Moisturisers im Gesicht und auf dem Halsbereich.
- Schalten Sie Physio Radiance VISAGE+ ein und stellen Sie R (Bestrahlung) mit rotem LED-Licht ein. Massieren Sie Ihr Gesicht und Ihren Hals sanft mit kreisenden Bewegungen.
- Beginnen Sie im Bereich des Kinns und bewegen Sie es über eine Wange hoch zum Nasenbereich, dann weiter zur Stirn und dann über die andere Wange wieder hinunter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie wieder beim Kinn ankommen. Wiederholen Sie den Vorgang drei (3) Minuten lang.

## SCHRITT 4

### STRAFFUNG (L -LIFTING)



- Verteilen Sie eine großzügig bemessene Menge des Serums/des Moisturisers im Gesicht und im Halsbereich.
- Schalten Sie Physio Radiance VISAGE+ ein und stellen Sie L (Straffung) mit rotem LED-Licht ein.
- Beginnen Sie unterhalb der Unterlippe in Richtung des Kinns und von den Mundwinkeln entlang des Kiefers bis zur Schläfenregion. Massieren Sie mit sanften Aufwärtsbewegungen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Gesichts drei (3) Minuten lang.

## EMPFOHLENE PROGRAMME

HAUTTYP/ -ZUSTAND	REINIGUNG (C)	FEUCHTIGKEIT (M)	AUSSTRAHL- UNG (R)	STRAFFUNG (L)	LEICHT
Normal	X	X	X	X	Rot
Trocken		X	X	X	Rot
Fettend & Verstopfte Poren	X	X	X	X	Rot
Reife Haut	X	X	X	X	Rot
Feuchtigkeitsarme Haut	X	X	X	X	Rot
Akne	X				Blau
Empfindliche Haut		X	X	X	Gelb
Dunkle Augenringe	X	X	X	X	Blinkend

## NACH DER VERWENDUNG

- Entfernen Sie nach jeder Verwendung die Reste des Gels/der Hautpflegeprodukten vom Gerät und den Titan-Pads, indem Sie es mit einem feuchten Tuch so lange abwischen, bis alle Rückstände entfernt sind.
- Lagern Sie das Gerät und seine Bestandteile an einem trockenen und staubfreien Ort.
- Bei Temperaturen zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $35^{\circ}\text{C}$  lagern.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten an das Gerät, die digitale Steuerung, die wiederaufladbare Batterie oder die elektronische Verkabelung gelangen.
- Verwenden Sie es nicht bei nassen Bedingungen, wie im Regen oder unter der Dusche.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien jeglicher Art.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

## **Wie funktioniert eine Gesichtsbehandlung mit Radiofrequenzen?**

Die Radiofrequenztechnologie arbeitet mit Radiowellen, deren Schwingungen tief in die Dermis (die unterste Hautschicht) und andere Schichten der Haut eindringen und die Straffung des darunterliegenden Gewebes stimulieren. Denn dort liegen die Ursachen für feine Fältchen, Falten und eine schlechte Haut.

## **Tut die Behandlung weh?**

Die Anwendererfahrungen variieren je nach individuellem Schmerzempfinden. Die Schwingungen der Radiowellen in Kombination mit der LED-Lichttherapie erzeugen ein Wärmegefühl in der Haut, das als ein wenig unangenehm empfunden werden kann.

## **Einige Partien meines Gesichts und Halses sind nach der Anwendung gerötet. Ist das normal?**

Aufgrund der Radiowellen und der Wärme kann bei manchen Anwendern eine leichte Rötung auftreten. Diese sollte nach 1-2 Stunden wieder verschwunden sein. Falls nicht, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

## **Wie lang hält die Wirkung/halten die Ergebnisse an?**

Dies ist je nach Anwender unterschiedlich. Sie können bis zu 24 Monaten oder noch länger anhalten. Dies ist vom natürlichen Alterungsprozess der Anwender abhängig.

## **Wie oft sollte ich dieses Gerät pro Woche verwenden?**

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, 7 - 14 mal pro Woche.

## **Wie lange dauert jede Behandlung?**

Eine komplette Behandlung dauert 12 Minuten, wobei einzelne Bereich je drei (3) Minuten in Anspruch nehmen.

## **Wer kann dieses Gerät verwenden?**

Dieses Gerät ist am besten für diejenigen geeignet, die Mitte 20 oder ca. 30 bis über 50 Jahre alt sind. Anwender, die über 60 Jahre alt sind, benötigen eventuell regelmäßige Behandlungen.

## **Für welche Hauttypen eignet sich das Gerät am besten?**

Das Gerät kann von allen Hauttypen verwendet werden.

## **Welche Art der Hautpflege sollte ich am besten mit dem Gerät verwenden?**

Das Gerät kann mit allen Hautpflegeprodukten mit Inhaltsstoffen auf Wasserbasis verwendet werden. Um die besten oder optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät zusammen mit den Hautpflegeprodukten von Physio Radiance zu verwenden.

# PRODUKTGARANTIE

Um diese eingeschränkte Garantie nutzen zu können, muss das Produkt direkt von QNET Limited ('QNET') oder einem registrierten Unabhängigen Vertreter (IR) gekauft worden sein. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht abtretbar oder übertragbar.

QNET GARANTIERT IHNEN, DASS DAS GERÄT BEI NORMALER VERWENDUNG FÜR EINEN ZEITRAUM VON EINEM (1) JAHR NACH KAUFDATUM FREI VON MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERN FUNKTIONIERT ('GARANTIEZEITRAUM'). FALLS SIE EINEN DEFEKT WÄHREND DES GARANTIEZEITRAUMS ENTDECKEN SOLLTEN UND DAS PRODUKT AN UNS ZURÜCKSENDEN, WERDEN WIR DAS PRODUKT ENTWEDER REPARIEREN ODER ERSETZEN UND DABEI GEMÄSS UNSERER WAHL NEUE ODER WIEDERAUFGEARBEITETE MATERIALIEN VERWENDEN. ES BESTEHT KEINERLEI ANSPRUCH, WENN EIN DEFEKT GLEICH WELCHER ART NACH ABLAUF DER GARANTIEDAUER AUFTRIT.

Diese eingeschränkte Garantie bezieht sich nur auf während der Herstellung aufgetretene Defekte, die bei korrekter Anwendung des Produktes gemäß Handbuch und Anweisungen aufgetreten sind. Sie bezieht sich nicht auf Schäden, die durch falsche oder missbräuchliche Nutzung, Unfälle, Veränderungen oder Reparaturen entstanden, die nicht von QNET Ltd. durchgeführt wurden, oder durch Feuchtigkeit, extreme Hitze oder Kälte, ein korrosives Umfeld, zu hohe Spannung oder eine unzureichende Stromversorgung entstanden sind.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IST NUR DIE PRODUKTGARANTIE UND ES GELTEN KEINE WEITEREN GARANTIEEN, GANZ GLEICH OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH VEREINBART, DURCH QNET. QNET GARANTIERT KEINE SPEZIFISCHE HAUTVERBESSERUNG.

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

IHR AUSSCHLIESSLICHER ANSPRUCH, ANSTELLE VON ALLEN INDIRECTEN, ZUFÄLLIGEN, NACHFOLGENDEN, EXEMPLARISCHEN, BESONDEREN ODER ANDEREN SCHÄDEN ALLER ART, EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT, IST AUF DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ DES PRODUKTES BEI BESCHÄDIGUNG BESCHRÄNKT, GEMÄSS DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE.

QNET erstattet keine weiteren Auslagen.

QNET behält sich das Recht vor, eine Reparatur oder einen Ersatz des Produktes zu verweigern, falls das Produkt in einem unhygienischen Zustand zurückgesendet wurde, und behält sich das Recht vor, das Produkt durch ein gleichwertiges oder höherwertiges Produkt zu ersetzen.

## **GELTENDES RECHT**

Diese eingeschränkte Garantie unterliegt der Gesetzgebung Hongkongs.

## **WIE SIE GEMÄSS DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE SERVICELEISTUNGEN ERHALTEN KÖNNEN**

Um gemäß dieser eingeschränkten Garantie Serviceleistungen erhalten zu können, wenden Sie sich bitte an das weltweite Supportzentrum und halten Sie die Seriennummer zum Zweck der Nachverfolgung bereit.



# PHYSIO RADIANCE

Paris

Nous vous félicitons pour votre achat de Physio RadianceVisage+, le cou plus ultra en matière de soins de la peau. Physio RadianceVisage+ vous offrira une peau radieuse et parfaite et saura amener votre beauté vers de nouveaux sommets. Laissez-vous tenter par une nouvelle transformation avec Physio RadianceVisage+ Entrez dès aujourd'hui dans le monde de la beauté évolutive et constatez rapidement les résultats par vous-même.

## VISAGE+ TABLE DES MATIÈRES

1. DIRECTIVES DE SÉCURITÉ	<b>36</b>
2. MONTAGE	<b>37</b>
3. PREMIERS PAS	<b>38</b>
• TECHNOLOGIE UTILISÉE	
4. CARACTÉRISTIQUES	<b>38</b>
5. UTILISATION DE PHYSIO RADIANCEVISAGE+	<b>39</b>
• PRISE EN MAIN DE L'APPAREIL	
• UTILISATION DU CONTRÔLEUR	
• CHARGEMENT DE L'APPAREIL	
• UTILISATION DE L'APPAREIL	
• ENTRETIEN APRÈS UTILISATION	
6. FOIRE AUX QUESTIONS	<b>44</b>
7. GARANTIE DU PRODUIT	<b>45</b>

# DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser l'appareil si vous portez un implant électronique (p. ex. stimulateur cardiaque ou défibrillateur) ou souffrez de tout autre problème cardiaque, car l'appareil risquerait de produire des interférences nuisibles au bon fonctionnement de ces implants électroniques.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes connecté à tout autre équipement électrique (haute fréquence, diathermie, etc.) afin d'éviter les risques de dysfonctionnement dus aux interférences électriques.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de zones contenant des bagues orthodontiques, des plombages ou des implants métalliques. Vous pourriez éprouver une sensation désagréable ou un picotement.
- Ne pas placer l'appareil directement sur vos yeux.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des régions enflées, infectées, irritées ou sujettes à une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser sur une surface de peau craquelée, sujette à des lésions, des maladies ou des maladies infectieuses. Ne pas utiliser l'appareil si vous souffrez d'une maladie grave ou en phase terminale.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous souffrez d'insensibilité aux traitements à base électrique et de chaleur ou s'ils provoquent un engourdissement.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes sous surveillance médicale pour un dysfonctionnement cognitif.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des enfants.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des personnes extrêmement craintives ou nerveuses.
- Veiller à toujours respecter les précautions élémentaires lors de l'utilisation de cet appareil.
- Il convient de s'assurer qu'une quantité suffisante de produits de soins de la peau a été appliquée sur le visage et le cou avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de grossesse.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant son chargement.
- Ne pas utiliser avec des mains humides.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

# MONTAGE

Votre kit Physio Radiance Visage + comprend les éléments suivants :

1. Appareil Physio RadianceVisage+
2. Support de chargement Physio RadianceVisage+
3. Sac de transport Physio RadianceVisage+
4. Adaptateur secteur universel et câble USB
5. Manuel d'utilisation



# PREMIERS PAS

## TECHNOLOGIE UTILISÉE

Physio RadianceVisage+ est un appareil à usage facial unique combinant technologie galvanique, radiofréquence et chromothérapie.

Cet appareil de conception et d'utilisation simples est conçu pour prodiguer un éventail de soins de beauté du visage. Il contribue à la purification de la peau, permet d'imprégner la peau de substances actives et accélère la régénération des fibres d'élastine et des tissus collagènes. Physio RadianceVisage+ est équipé d'un panneau de contrôle facile d'utilisation et d'un écran d'affichage LED doté de fonctions pré-réglées et de niveaux d'intensité convenant à tous les types de peaux. L'appareil est équipé de quatre électrodes faciales en titane et de trois voyants lumineux LED.

**La technologie galvanique** (C, M) offre une solution de soins du visage souveraine, grâce aux techniques de désincrustation et d'ionophorèse. La technologie de désincrustation permet une purification et une hydratation en profondeur de la peau. L'ionophorèse permet quant à elle un rajeunissement de la peau via l'imprégnation de substances actives vers les couches inférieures des tissus cutanés.

**La radiofréquence** (R, L) agit comme un lifting des contours du visage en reprogrammant la régénération des tissus collagènes et des fibres musculaires, permettant ainsi une réduction et un lissage des rides et ridules du visage.


**La chromothérapie** (LED) est quant à elle un traitement du visage de conception récente, utilisant 3 rayonnements LED (rouge, jaune et bleu) paramétrés sur des longueurs d'ondes spécifiques afin de s'adapter aux différents niveaux de types de peaux.

## CARACTÉRISTIQUES









<b>Nom du produit</b>	: Physio RadianceVisage+
<b>Tension d'entrée</b>	: 100-250 V
<b>Tension de sortie</b>	: 5 V
<b>Batterie</b>	: Batterie au lithium rechargeable
<b>Courant de sortie</b>	: 1,000 mA
<b>Dimensions</b>	
<b>Longueur</b>	: 18 cm
<b>Largeur</b>	: 4.5 cm
<b>Hauteur</b>	: 3.3 cm
<b>Poids</b>	: 118 g

# UTILISATION DE PHYSIO RADIANCE VISAGE+

## PRISE EN MAIN DE L'APPAREIL



## UTILISATION DU CONTRÔLEUR

**1** Marche/Arrêt**2** Sélection du mode  
(Galvanique/Radiofréquence)**3** Sélection des rayonnements LED**4** C Purification**5** M Hydratation**6** R Éclat**7** L Lifting**8** Témoin lumineux de la batterie

## CHARGEMENT DE L'APPAREIL

1. Vérifiez que tous les accessoires et composants sont présents.
2. Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour charger la batterie.
3. Afin de commencer le chargement, insérez l'appareil dans le support et vérifiez qu'il est correctement positionné. Une fois l'adaptateur branché sur la prise secteur, insérez la prise dans le connecteur d'alimentation électrique situé à l'arrière du support de chargement. Durant le chargement, le témoin lumineux de la batterie deviendra rouge, indiquant ainsi un chargement en cours.
4. Une fois la charge complète, le témoin lumineux passe au vert.

**Remarque:** la recharge d'une batterie entièrement épuisée prend en général entre une heure et demie et deux heures

**NE PAS UTILISER L'APPAREIL PENDANT SON CHARGEMENT.**

# UTILISATION DE L'APPAREIL

## PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL

- Afin d'obtenir un résultat optimal, vérifiez que la peau du cou, du visage et de ses contours est propre avant d'utiliser Physio RadiancéVisage+.
- La durée de chaque mode est de trois (3) minutes. La durée d'utilisation sera indiquée par les bips sonores. Le premier bip survient après une (1) minute, le deuxième après deux (2) minutes et le dernier après trois (3) minutes. L'appareil se mettra automatiquement hors tension après le bip final.
- Durant chaque séance, assurez-vous que les quatre électrodes faciales en titane sont à tout moment pleinement en contact avec la peau.
- Veillez à être constamment en contact avec les conducteurs latéraux en argent afin de fermer le circuit.
- Après chaque séance, nettoyez les résidus de gel / produits de soin de la peau restés sur l'appareil et les électrodes en titane à l'aide d'un tissu humide propre.

---


## ÉTAPE 1

### PURIFICATION EN PROFONDEUR (C)




- Appliquez une quantité généreuse de gel Physio RadiancéVisage+ sur le visage et le cou.
- Mettez Physio RadiancéVisage+ sous tension et positionnez-le sur C (Purification), en sélectionnant le rayonnement LED rouge. Passez doucement l'appareil sur votre visage et votre cou en effectuant des petits mouvements circulaires. Vous pouvez choisir d'utiliser le rayonnement LED bleu si votre peau est congestionnée ou si vous souffrez de problèmes d'acné.
- Commencez par le menton, puis passez à l'une des joues en remontant vers le nez. Continuez par le front et redescendez vers l'autre joue. Continuez la procédure jusqu'à ce que vous soyez revenu(e) au menton. Répétez la procédure pendant trois (3) minutes.
- Il est indispensable de vous rincer le visage à l'eau chaude et de le sécher en le tamponnant avec un mouchoir ou un linge avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 2 HYDRATATION (M)




- Appliquez une couche généreuse de sérum / produit hydratant sur le visage et le cou.
- Mettez Physio RadianceVisage+ sous tension et positionnez-le sur M (Hydratation) en sélectionnant le rayonnement LED Rouge. Massez doucement votre visage en effectuant des mouvements circulaires.
- Commencez par le menton, puis passez à l'une des joues en remontant vers le nez. Continuez par le front et redescendez vers l'autre joue. Continuez la procédure jusqu'à ce que vous soyez revenu(e) au menton. Répétez la procédure pendant trois (3) minutes.

## ÉTAPE 3 ÉCLAT (R)



- Appliquez une couche généreuse de sérum / produit hydratant sur le visage et le cou.
- Mettez Physio RadianceVisage+ sous tension et positionnez-le sur R (Éclat) en sélectionnant le rayonnement LED Rouge. Massez doucement votre visage en effectuant des mouvements circulaires.
- Commencez par le menton, puis passez à l'une des joues en remontant vers le nez. Continuez par le front et redescendez vers l'autre joue. Continuez la procédure jusqu'à ce que vous soyez revenu(e) au menton. Répétez la procédure pendant trois (3) minutes.

## ÉTAPE 4 LIFTING (L)



- Appliquez une couche généreuse de sérum / produit hydratant sur le visage et le cou.
- Mettez Physio RadianceVisage+ sous tension et positionnez-le sur L (Lifting) en sélectionnant le rayonnement LED rouge.
- Commencez par la région de la lèvre inférieure en descendant vers le menton, puis repartez de la commissure des lèvres en remontant du menton vers les tempes. Massez doucement en remontant. Répétez la procédure sur l'autre côté du visage pendant trois (3) minutes.

## PROGRAMMES RECOMMANDÉS

TYPE / ÉTAT DE LA PEAU	PURIFICATION (C)	HYDRATATION (M)	ÉCLAT (R)	LIFTING (L)	RAYONNEMENT
Normale	X	X	X	X	Rouge
Sèche		X	X	X	Rouge
Grasse et congestionnée	X	X	X	X	Rouge
Mature	X	X	X	X	Rouge
Déshydratée	X	X	X	X	Rouge
Acnéique	X				Bleu
Sensible		X	X	X	Jaune
Cernes noirs	X	X	X	X	Flash

## ENTRETIEN APRÈS UTILISATION

- Après chaque séance, nettoyez les résidus de gel / produits de soin de la peau restés sur l'appareil et les électrodes en titane à l'aide d'un tissu humide propre.
- Entrez l'appareil et ses composants dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Entrez l'appareil à une température variant entre -10 et 35 °C.
- Veillez à ne pas répandre de substance liquide sur l'appareil, le contrôleur, le support de chargement, l'adaptateur secteur ou les câbles électriques.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides (par exemple sous la pluie ou sous la douche).
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.

# FOIRE AUX QUESTIONS

## **Comment fonctionne le traitement du visage par radiofréquence ?**

La technologie de radiofréquence fonctionne ainsi : les courants d'onde radio pénètrent profondément le derme (couche la plus profonde de la peau) et les couches internes de la peau, stimulant ainsi le raffermissement des tissus sous-jacents qui sont la cause des rides, des ridules et de la dégradation du grain de la peau.

## **La procédure est-elle douloureuse ?**

L'expérience de l'utilisateur est susceptible de varier selon les divers niveaux de tolérance à la douleur des personnes. Les courants d'ondes radio associés à la chromothérapie LED provoquent un échauffement de la peau et peuvent engendrer un léger inconfort.

## **Certaines régions de mon visage et de mon cou rougissent après utilisation de l'appareil. S'agit-il d'un phénomène normal ?**

En raison des courants d'onde radio et de la chaleur, certains utilisateurs peuvent rougir légèrement. Ces rougeurs devraient disparaître dans un délai d'une à deux heures. Si tel n'est pas le cas, consultez votre médecin.

## **Combien de temps les effets / résultats durent-ils ?**

Les résultats varient selon les utilisateurs. Ils peuvent durer jusqu'à 2 ans, en fonction du processus de vieillissement naturel de l'utilisateur.

## **Quelle est la fréquence d'utilisation optimale de cet appareil ?**

Pour des résultats optimaux, utilisez-le entre 7 et 14 fois par semaine.

## **Quelle est la durée de chaque séance ?**

Une séance complète dure douze (12) minutes, c'est à dire trois (3) minutes par étape.

## **À quels types de personnes cet appareil est-il destiné ?**

Cet appareil est adapté aux utilisateurs âgés de 25 à 60 ans. Au-delà de 60 ans, les utilisateurs sont susceptibles d'avoir besoin de procédures plus fréquentes.

## **À quel type de peau cet appareil est-il le mieux adapté ?**

Il peut être utilisé pour tous les types de peau.

## **Quel type de soins de la peau dois-je utiliser avec l'appareil ?**

Il peut être utilisé avec tous les produits de soins de la peau composé d'ingrédients à base d'eau. Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons cependant d'utiliser cet appareil avec la gamme de produits de soins de la peau Physio Radiance.

# GARANTIE DU PRODUIT

Pour être couvert par la présente garantie limitée, le produit doit avoir été acheté directement auprès de QNET Limited (« QNET »), ou d'un Représentant indépendant (IR) enregistré. La présente garantie limitée s'applique uniquement au premier acheteur et n'est ni cessible ni transférable.

QNET GARANTIT QUE, SOUS RÉSERVE D'UNE UTILISATION NORMALE, LE PRODUIT SERA EXEMPT DE DÉFAUT DE FABRICATION ET DÉFAILLANCE MATÉRIELLE POUR UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, (« PÉRIODE DE GARANTIE »). SI VOUS CONSTATEZ UN DÉFAUT COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, ET QUE VOUS NOUS RETOURNEZ LE PRODUIT, NOUS RÉPARERONS OU REMPLACERONS LE PRODUIT, À NOTRE GRÉ, À L'AIDE DE COMPOSANTS NEUFS OU RÉUSINÉS. LE FABRICANT NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT CONCERNANT LES DÉFAUTS CONSTATÉS APRÈS EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

La présente garantie limitée s'applique aux défauts de fabrication occasionnés par une utilisation correcte du produit conformément aux instructions et au manuel du produit. Elle ne s'applique pas aux dommages résultant d'une utilisation abusive, incorrecte, d'accidents, de modifications ou de réparations par toute personne autre que QNET Ltd, d'une exposition à l'humidité, une chaleur ou un froid extrême, un environnement corrosif, une surtension ou à une source d'alimentation inadaptée.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE CONCERNANT LE PRODUIT ; AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE, ORALE OU ÉCRITE, N'EST FOURNIE PAR QNET. LA PRÉSENTE GARANTIE NE FAIT AUCUNE PROMESSE D'UNE AMÉLIORATION PARTICULIÈRE DE LA PEAU.

## **RESTRICTION DES RECOURS**

VOTRE UNIQUE RECOURS, QUI REMPLACE TOUS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, INDIRECTS, COLLATÉRAUX, EXEMPLAIRES, SPÉCIAUX OU AUTRES, DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, EST LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, S'IL EST DÉFECTUEUX, EN VERTU DES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

QNET ne prendra à sa charge aucune autre dépense occasionnée.

QNET se réserve le droit de refuser toute réparation ou remplacement du produit en cas de retour du produit dans un état insalubre, ainsi que le droit de le remplacer par un produit de qualité égale ou supérieure si un produit identique n'est pas disponible au moment du remplacement.

## **DROIT APPLICABLE**

La législation de Hong Kong s'applique à la présente garantie limitée.

## **RÉPARATIONS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE**

Pour toute réparation aux termes de la présente garantie limitée, veuillez contacter le Centre d'assistance mondial et conserver le numéro de série du produit à des fins de suivi.



# PHYSIO RADIANCE

Paris

Selamat, Anda telah membeli Physio RadianceVisage+, solusi perawatan kulit baru dan terunggul. Physio RadianceVisage+ akan membantu menonjolkan penampilan terbaik Anda dengan kulit indah dan sempurna. Jadikan Physio RadianceVisage+ transformasi baru Anda. Mulailah melihat hasilnya dan awali evolusi kecantikan pribadi Anda hari ini.

---

## VISAGE+ DAFTAR ISI

1. PANDUAN KEAMANAN	47
2. PEMASANGAN	48
3. MEMULAI	49
• TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN	
4. SPESIFIKASI	49
5. MENGGUNAKAN PHYSIO RADIANCEVISAGE+	50
• MENGENAL PERANGKAT	
• MENGGUNAKAN PENGENDALI	
• MENGISI DAYA PERANGKAT	
• MENGGUNAKAN PERANGKAT	
• PERAWATAN SESUDAH PENGGUNAAN	
6. PERTANYAAN UMUM	55
7. GARANSI PRODUK	56

# PANDUAN KEAMANAN

- Jangan gunakan perangkat jika Anda menggunakan implan elektronik misalnya alat pacu jantung, alat pengejut jantung, atau mengalami gangguan jantung lain karena perangkat ini dapat mengganggu fungsi implan elektronik ini tidak berfungsi dengan benar.
- Jangan gunakan perangkat jika Anda terhubung ke peralatan listrik lain, contohnya peralatan frekuensi tinggi atau diatermi untuk menghindari risiko malafungsi karena gangguan listrik.
- Jangan gunakan perangkat pada area dengan kawat gigi, tambalan atau implan logam karena Anda mungkin mengalami sensasi tidak nyaman atau geli.
- Jangan gunakan atau tempatkan perangkat tepat di mata Anda.
- Jangan gunakan perangkat pada area yang bengkak, mengalami infeksi, dan kulit yang luka.
- Jangan gunakan pada kulit yang luka, lecet, berpenyakit kulit dan penyakit menular. Jangan gunakan perangkat jika Anda menderita sakit parah atau kondisi kesehatan stadium terminal.
- Jangan gunakan perangkat jika Anda mengalami mati rasa atau tidak sensitif terhadap perawatan menggunakan listrik atau panas.
- Jangan gunakan perangkat jika Anda di bawah pengawasan medis untuk disfungsi kognitif.
- Jangan gunakan pada anak-anak.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan gunakan pada pengguna yang hiper-aprehensif atau sangat tegang.
- Selalu ikuti peringatan dasar saat menggunakan perangkat ini.
- Pastikan produk perawatan wajah dalam jumlah memadai dioleskan ke wajah dan leher sebelum menggunakan perangkat.
- Jangan gunakan jika Anda sedang hamil.
- Jangan gunakan perangkat saat sedang mengisi daya.
- Jangan gunakan dengan tangan basah.
- Jangan rendam perangkat di air.
- Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan perangkat.

# PEMASANGAN

Item berikut disertakan dalam kit Physio RadianceVisage+ Anda:

1. Perangkat Physio RadianceVisage+
2. Dudukan Pengisi Daya Physio RadianceVisage+
3. Kantung Perjalanan Physio RadianceVisage+
4. Adaptor Daya Universal & Kabel USB
5. Panduan pengguna



# MEMULAI

## TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Physio RadianceVisage+ merupakan perangkat perawatan wajah yang dilengkapi dengan kombinasi teknologi Galvanik, Frekuensi Radio, dan Terapi Chromo.

Perangkat perawatan wajah yang sederhana dan mudah digunakan ini dirancang untuk rangkaian perawatan wajah dan kecantikan, membantu membersihkan kulit, memasukkan substansi aktif ke kulit, dan meningkatkan regenerasi serat elastin dan jaringan kolagen. Physio Radiance Visage+ memiliki panel kontrol yang ramah pengguna dan panel layar LED dengan fungsi prasetel dan tingkat intensitas untuk disesuaikan dengan segala jenis kulit. Pada perangkat ini terpasang empat Pad Wajah Titanium dan tiga Lampu LED berwarna.

**Teknologi Galvanik** (C, M) memberikan prosedur perawatan wajah terunggul melalui Desinkrustasi dan iontoforesis. Teknologi desinkrustasi membersihkan secara mendalam dan melembapkan kulit, sementara teknologi iontoforesis meremajakan kembali kulit dengan memasukkan substansi aktif ke lapisan dalam jaringan kulit.


**Frekuensi Radio** (R, L) mengencangkan kontur wajah dengan memprogram ulang regenerasi jaringan kolagen dan serat otot, sehingga mengurangi dan menghaluskan garis-garis halus dan keriput di wajah.

**Terapi Chromo** (LED) adalah perawatan wajah yang dikembangkan baru-baru ini menggunakan tiga lampu LED – merah, kuning, dan biru – diatur pada panjang gelombang spesifik agar sesuai dengan berbagai jenis tingkatan kulit.


## SPEKIFIKASI

<b>Nama produk</b>	: Physio RadianceVisage+
<b>Tegangan Input</b>	: 100-250 V
<b>Tegangan Output</b>	: 5 V
<b>Baterai</b>	: Baterai Lithium yang Dapat Diisi Ulang
<b>Arus Output</b>	: 1,000 mA
<b>Dimensi</b>	
<b>Panjang</b>	: 18 cm
<b>Lebar</b>	: 4.5 cm
<b>Tinggi</b>	: 3.3 cm
<b>Berat</b>	: 118 g


# MENGGUNAKAN THE PHYSIO RADIANCE VISAGE+ MENGENAL PERANGKAT




## MENGGUNAKAN PENGENDALI




**Hidup/Mati**




**Pilihan mode**  
(Galvanik/Frekuensi Radio)




**Pilihan Lampu LED**




**C Cleansing**  
(Membersihkan)




**M Melembapkan**



**R Radiance**  
(Mencerahkan)



**L Lifting** (Mengencangkan)



**Indikator Baterai**

## MENGISI DAYA PERANGKAT

1. Pastikan semua aksesori dan komponen lengkap.
2. Isi daya perangkat hanya dengan adaptor yang disediakan.
3. Untuk mengisi daya, tempatkan perangkat pada Dudukan dan pastikan posisi perangkat pas pada dudukan. Setelah adaptor disambungkan ke soketnya, masukkan jack ke input daya yang terletak di belakang dudukan. Saat mengisi daya, lampu indikator baterai akan menyala merah, menandakan bahwa pengisian daya sedang dilakukan.
4. Setelah daya penuh, lampu indikator akan berubah hijau.


**Catatan:** Biasanya diperlukan 1,5-2 jam untuk mengisi daya baterai yang benar-benar kosong

**JANGAN GUNAKAN PERANGKAT SAAT SEDANG MENGISI DAYA.**

## MENGGUNAKAN PERANGKAT SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT


- Sebelum menggunakan Physio RadianceVisage+, pastikan kulit pada dan sekitar area wajah dan leher bersih untuk mendapatkan hasil optimal.
- Durasi tiap Mode adalah tiga (3) menit. Durasi penggunaan akan ditunjukkan oleh suara bip, bip pertama adalah penanda satu (1) menit, bip kedua adalah penanda waktu dua (2-) menit, dan bip terakhir adalah penanda tiga (3-) menit. Perangkat akan otomatis mati setelah bunyi bip terakhir
- Selama tiap prosedur, pastikan keempat pad wajah titanium benar-benar bersentuhan dengan kulit setiap saat.
- Pastikan Anda menyentuh sisi penghantar perak pada kedua sisi perangkat setiap saat agar sirkuit utuh.
- Setelah tiap sesi, seka atau bersihkan sisa gel/produk perawatan kulit dari perangkat dan pad titanium dengan kain lembap dan bersih untuk menghilangkan sisa residu.

### LANGKAH 1 PEMBERSIHAN MENDALAM (C)




- Ratakan gel Physio RadianceVisage+ dalam jumlah memadai ke area wajah dan leher.
- Hidupkan Physio RadianceVisage+ dan atur ke C (Cleaning/Membersihkan) dengan lampu LED Merah. Geserkan dengan lembut perangkat di sekitar wajah dan leher Anda dalam gerakan melingkar kecil. (Anda dapat memilih untuk menggunakan lampu LED Biru jika kulit Anda tersumbat atau mengalami masalah jerawat)
- Mulai dari dagu lalu pindah ke satu sisi pipi, kemudian naik ke area hidung, diikuti dengan area dahi dan turun ke sisi pipi yang lain. Lanjutkan prosedur sampai Anda kembali ke dagu. Ulangi prosedur selama tiga (3) menit.
- Anda wajib membas wajah dengan air hangat dan menepuk-nepuknya hingga kering menggunakan tisu wajah atau kain sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

## LANGKAH 2 MELEMBAPKAN (M)




- Ratakan serum/pelembap dalam jumlah memadai ke area wajah dan leher
- Hidupkan Physio RadianceVisage+ dan atur ke M (Melembapkan) dengan lampu LED Merah. Pijat lembut wajah dan leher dalam gerakan melingkar.
- Mulai dari dagu lalu pindah ke satu sisi pipi, kemudian naik ke area hidung, kemudian naik ke area dahi dan turun ke sisi pipi yang lain. Lanjutkan prosedur sampai Anda kembali ke dagu. Ulangi prosedur selama tiga (3) menit.

## LANGKAH 3 MENCERAHKAN (R)



- Ratakan serum/pelembap dalam jumlah memadai ke area wajah dan leher.
- Hidupkan Physio RadianceVisage+ dan atur ke R (Radiance/Mencerahkan) dengan lampu LED Merah. Pijat lembut wajah dan leher dalam gerakan melingkar.
- Mulai dari dagu lalu pindah ke satu sisi pipi, kemudian naik ke area hidung, kemudian naik ke area dahi dan turun ke sisi pipi yang lain. Lanjutkan prosedur sampai Anda kembali ke dagu. Ulangi prosedur selama tiga (3) menit.

## LANGKAH 4 MENGENCANGKAN (L)



- Ratakan serum/pelembap dalam jumlah memadai ke area wajah dan leher
- Hidupkan Physio RadianceVisage+ dan atur ke L (Lifting/Mengencangkan) dengan lampu LED Merah.
- Mulai dari area bibir bawah turun ke dagu, kemudian mulai di sudut bibir dari garis rahang, naik ke arah area pelipis. Pijat lembut dalam gerakan naik. Ulangi prosedur di sisi lain wajah selama tiga (3) menit.

## PROGRAM YANG DIREKOMENDASIKAN

JENIS / KONDISI KULIT	MEMBERSIHKAN (C)	MELEMBABKAN (M)	MENCERAHKAN (R)	MENGENCANGKAN (L)	LAMPU
Normal	X	X	X	X	Merah
Kering		X	X	X	Merah
Berminyak/Tersumbat	X	X	X	X	Merah
Matang	X	X	X	X	Merah
Kurang kelembapan	X	X	X	X	Merah
Jerawat	X				Biru
Sensitif		X	X	X	Kuning
Lingkar Gelap Bawah mata	X	X	X	X	Berkedip

## PERAWATAN SESUDAH PENGGUNAAN

- Seka atau bersihkan sisa gel/produk perawatan kulit dari perangkat dan pad titanium dengan kain lembap dan bersih untuk menghilangkan sisa residu setelah setiap sesi.
- Simpan perangkat dan komponennya di lingkungan yang kering dan bebas debu.
- Simpan dalam suhu antara -10 °C hingga 35 °C.
- Jangan menumpahkan cairan pada perangkat, pengendali, adaptor daya, dudukan, atau kabel listrik.
- Jangan gunakan dalam kondisi basah, contohnya hujan atau saat mandi.
- Jangan membersihkan perangkat dengan detergen atau bahan kimia jenis apa pun.
- Jangan rendam perangkat di air.

## PERTANYAAN UMUM

### **Bagaimana cara kerja Perawatan Wajah Frekuensi Radio?**

Teknologi Frekuensi Radio bekerja melalui arus gelombang radio yang menembus ke dalam dermis (lapisan kulit terdalam) dan lapisan internal kulit, merangsang pengencangan jaringan di bawahnya yang merupakan penyebab garis-garis halus, keriput, dan tekstur kulit yang buruk.

### **Apakah prosedur ini menyakitkan?**

Pengalaman pengguna mungkin beragam karena perbedaan tingkat toleransi rasa sakit masing-masing orang. Arus gelombang radio bersama terapi lampu LED mengalirkan panas ke kulit dan mungkin menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman.

### **Beberapa bagian wajah dan leher saya berubah merah setelah penggunaan, apakah ini normal?**

Karena arus gelombang radio dan panas, kulit pengguna mungkin menjadi sedikit merah. Seharusnya ini lenyap dalam 1-2 jam. Jika tidak, konsultasikan dengan dokter Anda.

### **Berapa lama pengaruh/hasilnya bertahan?**

Hasil bervariasi antar pengguna. Hasil dapat bertahan hingga 24 bulan atau lebih tergantung pada proses penuaan alami pengguna.

### **Berapa kali seminggu saya harus memakai perangkat ini?**

Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan 7 – 14 kali seminggu.

### **Berapa lamakah setiap sesi?**

Satu sesi lengkap membutuhkan waktu 12 menit sementara tiap sesi masing-masing membutuhkan tiga (3) menit.

### **Siapa saja yang dapat menggunakan perangkat ini?**

Perangkat ini paling baik digunakan oleh individu yang berusia pertengahan 20-an dan 30-50-an, pengguna yang berusia 60 tahun lebih mungkin membutuhkan prosedur yang lebih teratur.

### **Jenis kulit apa yang paling sesuai untuk perangkat ini?**

Perangkat ini dapat digunakan dengan semua jenis kulit.

### **Perawatan kulit jenis apa yang harus saya gunakan dengan perangkat ini?**

Perangkat dapat digunakan dengan semua produk perawatan kulit yang mengandung bahan baku berbasis air. Untuk mendapatkan hasil terbaik dan optimal, kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan perangkat dengan produk perawatan kulit Physio Radiance.

# GARANSI PRODUK

Agar dijamin oleh Garansi Terbatas ini, produk harus dibeli langsung dari QNET Limited ('QNET'), atau Perwakilan Independen (IR) terdaftar. Garansi Terbatas ini hanya diberikan kepada pembeli awal dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer.

QNET MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA ANDA, BAHWA MENURUT PENGGUNAAN NORMAL, PRODUK INI AKAN BEBAS DARI CACAT DALAM MATERI DAN PENERJAAN SELAMA PERIODE SATU (1) TAHUN DARI TANGGAL PEMBELIAN, ('PERIODE GARANSI'). JIKA ANDA MENDAPATI CACAT YANG DICAKUP OLEH GARANSI TERBATAS INI SELAMA PERIODE GARANSI, DAN MENGEMBALIKAN PRODUK KEPADA KAMI, KAMI AKAN MEMPERBAIKI ATAU MENGGANTI PRODUK, MENURUT PILIHAN KAMI, MENGGUNAKAN KOMPONEN BARU ATAU YANG DIMANUFAKTUR ULANG. TIDAK ADA GARANSI ATAU KETENTUAN APA PUN UNTUK CACAT YANG DITEMUKAN SETELAH PERIODE GARANSI BERAKHIR.

Garansi Terbatas ini mencakup cacat dalam produksi yang muncul dari penggunaan produk dengan benar sesuai panduan dan petunjuk produk. Garansi ini tidak mencakup kerusakan yang disebabkan penyalahgunaan, kesalahan penggunaan, kecelakaan, modifikasi atau perbaikan oleh orang lain selain QNET Ltd, kelembapan, panas atau dingin yang ekstrim, lingkungan yang korosif, tegangan tinggi atau catu daya yang tidak sesuai.

GARANSI TERBATAS INI HANYALAH GARANSI UNTUK PRODUK, DAN TIDAK ADA JAMINAN TEGAS, LISAN ATAU TERTULIS, YANG DIBERIKAN OLEH QNET. GARANSI TIDAK MENJAMIN PERBAIKAN KULIT SPESIFIK.

## **BATASAN GANTI RUGI**

GANTI RUGI EKSKLUSIF ANDA, SEBAGAI PENGGANTI SEMUA KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, PERINGATAN, KHUSUS ATAU KERUSAKAN LAIN JENIS APA PUN, TERMASUK KELALAIAN, TERBATAS PADA PERBAIKAN ATAU PENGGANTIAN PRODUK, JIKA CACAT, MENURUT SYARAT DAN KETENTUAN GARANSI TERBATAS INI.

QNET tidak akan menanggung biaya apa pun.

QNET berhak menolak memperbaiki atau mengganti produk jika dikembalikan dalam kondisi tidak bersih, dan berhak mengganti dengan produk yang setara atau berkualitas lebih baik jika produk yang identik.

## **HUKUM YANG BERLAKU**

Undang-undang Hong Kong akan berlaku untuk Garansi Terbatas ini.

## **CARA MENDAPATKAN SERVIS SESUAI GARANSI TERBATAS INI**

Untuk mendapatkan servis sesuai Garansi Terbatas ini, silakan hubungi Pusat Dukungan Global dan simpan nomor seri produk untuk tujuan pelacakan.



# PHYSIO RADIANCE

Paris

Поздравляем вас с покупкой Physio RadianceVisage+ – нового комплексного решения для ухода за кожей. Physio RadianceVisage+ поможет вам добиться красивой и безупречной кожи. Меняйтесь вместе с Physio RadianceVisage+. Запустите эволюцию своей красоты сегодня и наблюдайте за результатами.

---

## VISAGE+ СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	<b>58</b>
2. СБОРКА	<b>59</b>
3. С ЧЕГО НАЧАТЬ	<b>60</b>
• ТЕХНОЛОГИЯ	
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<b>60</b>
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА PHYSIO RADIANCEVISAGE+	<b>61</b>
• ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ	
• РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ	
• ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА	
• УХОД ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
6. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	<b>66</b>
7. ГАРАНТИЯ НА УСТРОЙСТВО	<b>67</b>

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте устройство при наличии электронных имплантатов, например кардиостимулятора, совместно с дефибриллятором или при других заболеваниях сердца ввиду возможных помех для нормальной работы медицинского оборудования.
- Не используйте устройство, если вы подключены к какому-либо иному электрическому оборудованию, например высокочастотной или диатермической аппаратуре, во избежание риска возникновения неисправностей в связи с электрическими помехами.
- Не используйте устройство на участках с ортопедическими скобами, пломбами или металлическими имплантатами – это может вызвать дискомфорт или ощущение покалывания.
- Не применяйте устройство в области глаз.
- Не применяйте устройство на опухших, пораженных или воспаленных участках кожи, а также при наличии сыпи.
- Не применяйте устройство, если на коже есть трещины или открытые раны, а также в случае инфекционных заболеваний. Не используйте устройство при наличии серьезного заболевания или состояния, представляющего угрозу жизни.
- Не используйте устройство при онемении или нечувствительности к электро- или термопроцедурам.
- Не используйте устройство, если находитесь под наблюдением врача в связи с когнитивной дисфункцией.
- Не применяйте устройство к детям.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не применяйте устройство в случае гиперчувствительности или высокой возбудимости.
- При использовании устройства обязательно соблюдайте меры предосторожности.
- Перед использованием устройства нанесите на лицо и шею достаточное количество средства по уходу за кожей.
- Не используйте устройство при беременности.
- Не пользуйтесь устройством во время зарядки.
- Не берите устройство влажными руками.
- Не погружайте устройство в воду.
- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом.

# СБОРКА

В комплект устройства **Physio RadianceVisage+** входит следующее:

1. Устройство **Physio RadianceVisage+**
2. Кредл для зарядки **Physio RadianceVisage+**
3. Чехол для устройства **Physio RadianceVisage+**
4. Универсальный блок питания и USB-кабель
5. Руководство пользователя



# С ЧЕГО НАЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЯ

Physio RadianceVisage+ - это уникальное устройство по уходу за лицом, в котором сочетаются гальваническая, радиочастотная и хромотерапия.

Это простое и удобное в использовании устройство предназначено для проведения различных косметических процедур, помогающих очищать кожу, снабжать ее активными веществами и улучшать регенерацию эластичных волокон и коллагеновых тканей. Устройство Physio RadianceVisage+ оснащено простой и удобной панелью управления и ЖК-дисплеем с предустановленными функциями и уровнями интенсивности, рассчитанными на все типы кожи. Устройство снабжено четырьмя титановыми контактами и тремя цветными светодиодами.

**Гальваническая технология** (С, М) позволяет проводить комплексную процедуру по уходу за лицом с применением дезинкрустации и ионофореза. Технология дезинкрустации глубоко очищает и увлажняет кожу, а технология ионофореза омолаживает за счет проведения активного вещества в более глубокие слои кожи.

**Радиочастотная терапия** (R, L) позволяет подтягивать контур лица, перестраивая программу регенерации коллагеновых тканей и мышечных волокон и тем самым уменьшать и разглаживать морщины.

**Хромотерапия** (LED) – это недавно разработанная процедура по уходу за лицом, в которой используются три светодиода (красный, желтый и синий), настроенные на определенные длины волн для различных типов кожи.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Название устройства</b>	: Physio RadianceVisage+
<b>Входное напряжение</b>	: 100-250 В
<b>Выходное напряжение</b>	: 5 В
<b>Аккумулятор</b>	: заряжаемый литиевый аккумулятор
<b>Выходной ток</b>	: 1000 mA
<b>Размеры</b>	
<b>Длина</b>	: 18 cm
<b>Ширина</b>	: 4,5 cm
<b>Высота</b>	: 3,3 cm
<b>Масса</b>	: 118 g


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА PHYSIO RADIANCE VISAGE+ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ




## РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ




**1**  
Кнопка включения/  
отключения




**2**  
Выбор режима  
(гальванический/  
радиочастотный)




**3**  
Выбор светодиодов




**4**  
C Очистение




**5**  
M Увлажнение



**6**  
R Сияние



**7**  
L Лифтинг



**8**  
Индикатор аккумулятора

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

1. Проверьте комплектность всех аксессуаров и компонентов.
2. Используйте для зарядки устройства только оригинальный адаптер.
3. Для зарядки устройства вставьте его в крэдл с плотной посадкой. Подключите адаптер к сети питания и вставьте штекер в гнездо входа питания в задней части крэдла. Во время зарядки индикатор аккумулятора горит красным цветом.
4. После полной зарядки лампочка индикатора становится зеленой.


**Примечание:** Полная зарядка разряженного аккумулятора занимает 1,5-2 часа.

**НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСТРОЙСТВОМ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ.**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА


- Для наилучшего результата перед использованием устройства **Physio RadianceVisage+** очистите кожу лица и шеи.
- Продолжительность воздействия в каждом режиме составляет 3 (три) минуты. Продолжительность процедуры будет обозначаться звуковыми сигналами: один сигнал отмечает одну минуту, два служат двухминутной отметкой, а последний означает, что прошло три минуты. После последнего звукового сигнала устройство автоматически отключается.
- Во время каждой процедуры все четыре титановых контакта должны постоянно и полностью соприкасаться с кожей.
- Для замыкания цепи во время процедуры необходимо постоянно удерживать серебряные проводники по обеим сторонам устройства.
- После каждого сеанса необходимо очистить устройство и титановые контакты от остатков геля или средства по уходу за кожей влажной салфеткой.

### ШАГ 1 ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (С)




- Нанесите на лицо и шею достаточное количество геля **Physio RadianceVisage+**.
- Включите устройство **Physio RadianceVisage+** и выберите режим С (Очищение) с красным светодиодом. Аккуратно водите устройством по лицу и шее небольшими круговыми движениями. (Если ваша кожа характеризуется наличием забившихся пор или проблемами с акне, можно выбрать синий светодиод.)
- Начните с подбородка, постепенно поднимаясь по одной стороне щеки к области носа, затем, помассировав область лба, спуститесь вниз по другой стороне щеки. Продолжайте процедуру, пока не вернетесь к подбородку. Повторяйте процедуру в течение трех минут.
- Прежде чем переходить к следующему шагу, обязательно ополосните лицо теплой водой и вытрите насухо полотенцем.

## ШАГ 2 УВЛАЖНЕНИЕ (M)




- Нанесите на лицо и шею достаточное количество сыворотки или увлажняющего средства.
- Включите устройство Physio RadianceVisage+ и выберите режим M (Увлажнение) с красным светодиодом. Мягко помассируйте лицо и шею круговыми движениями.
- Начните с подбородка, постепенно поднимаясь по одной стороне щеки к области носа, затем, помассировав область лба, спуститесь вниз по другой стороне щеки. Продолжайте процедуру, пока не вернетесь к подбородку. Повторяйте процедуру в течение трех минут.

## ШАГ 3 СИЯНИЕ (R)



- Нанесите на лицо и шею достаточное количество сыворотки или увлажняющего средства.
- Включите устройство Physio RadianceVisage+ и выберите режим R (Сияние) с красным светодиодом. Мягко помассируйте лицо и шею круговыми движениями.
- Начните с подбородка, постепенно поднимаясь по одной стороне щеки к области носа, затем, помассировав область лба, спуститесь вниз по другой стороне щеки. Продолжайте процедуру, пока не вернетесь к подбородку. Повторяйте процедуру в течение трех минут.

## ШАГ 4 ЛИФТИНГ (L)



- Нанесите на лицо и шею достаточное количество сыворотки или увлажняющего средства.
- Включите устройство Physio RadianceVisage+ и выберите режим L (Лифтинг) с красным светодиодом.
- Начните с области нижней губы, спускаясь к подбородку, затем от уголка губ поднимитесь к виску вдоль контура лица. Выполняйте мягкие массирующие движения в восходящем направлении. Повторите процедуру с другой стороны лица в течение трех минут.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

ТИП/СОСТОЯНИЕ КОЖИ	ОЧИЩЕНИЕ (C)	УВЛАЖНЕНИЕ (M)	СИЯНИЕ (R)	ЛИФТИНГ (L)	СВЕТОДИОД
Нормальная	X	X	X	X	КРАСНЫЙ
Сухая		X	X	X	КРАСНЫЙ
Жирная с забившимися порами	X	X	X	X	КРАСНЫЙ
Зрелая	X	X	X	X	КРАСНЫЙ
Обезвоженная	X	X	X	X	КРАСНЫЙ
Акне	X				СИНИЙ
Чувствительная		X	X	X	ЖЕЛТЫЙ
Темные круги под глазами	X	X	X	X	МИГАЮЩИЙ

## УХОД ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После каждого сеанса необходимо с помощью влажной салфетки очистить устройство и титановые контакты от остатков геля или средства по уходу за кожей.
- Храните устройство и его компоненты в сухом, защищенном от пыли месте.
- Температура хранения: от -10 до 35 °С.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство, контроллер, адаптер питания, крэдл и провода.
- Не пользуйтесь устройством в условиях повышенной влажности, например, под дождем или в душе.
- Не используйте для очистки устройства растворители и химические реагенты.
- Не погружайте устройство в воду.

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### **Как работает радиочастотная терапия?**

Технология радиочастотной терапии работает за счет радиоволн, которые проникают в дерму и внутренние слои кожи и стимулируют укрепление тканей, ответственных за появление морщин и старение кожи.

### **Болезненна ли данная процедура?**

Ощущения могут варьироваться в зависимости от индивидуальной болевой переносимости. В сочетании с воздействием светодиода радиоволны повышают температуру кожи и могут вызывать небольшой дискомфорт.

### **После использования устройства некоторые участки кожи лица и шеи покраснели. Это нормально?**

Радиоволны и тепло могут вызывать покраснение. Обычно оно проходит за 1-2 часа. В противном случае проконсультируйтесь с врачом.

### **Как долго сохраняется эффект?**

Результаты индивидуальны. Они могут сохраняться до 24 месяцев и дольше в зависимости от естественных процессов старения кожи конкретного пользователя.

### **Сколько раз в неделю нужно использовать устройство?**

Для достижения наилучших результатов используйте устройство от 7 до 14 раз в неделю.

### **Сколько времени занимает каждый сеанс?**

Весь сеанс занимает 12 минут, по три минуты на каждую процедуру.

### **Кто может пользоваться устройством?**

Устройство больше всего подходит пользователям в возрасте от 25 до 50 лет; люди на 6 десятке и старше нуждаются в более регулярных процедурах.

### **Для какого типа кожи устройство подходит лучше всего?**

Устройство подходит для всех типов кожи.

### **Какие средства по уходу за кожей можно использовать с данным устройством?**

С устройством можно использовать любые средства по уходу за кожей на водной основе. Для достижения наилучших результатов рекомендуем использовать устройство со средствами по уходу за кожей Physio Radiance.

# ГАРАНТИЯ НА УСТРОЙСТВО

Данная ограниченная гарантия распространяется на устройства, приобретенные непосредственно у компании QNET Limited (далее QNET) или ее Независимого представителя (далее «НП»). Данная ограниченная гарантия действует только для первоначального покупателя и не подлежит передаче.

QNET ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ И КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 (ОДНОГО) ГОДА С ДАТЫ ПОКУПКИ (ДАЛЕЕ «ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД»). ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ДЕФЕКТ, УСТРАНЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНО НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, И ВЕРНУЛИ УСТРОЙСТВО НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, МЫ ОБЯЗУЕМСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕГО ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, ИСПОЛЬЗУЯ НОВЫЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ДЕТАЛИ. НА ДЕФЕКТЫ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА, НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

Данная ограниченная гарантия распространяется на дефекты изготовления, обнаруженные при надлежащем использовании устройства в соответствии с прилагаемым к нему руководством и инструкциями. Она не включает повреждения в результате ненадлежащего или неправильного применения, несчастных случаев, модификации или ремонта посторонними лицами, кроме QNET Ltd, попадания влаги, воздействия очень высоких или низких температур, коррозионной среды, высокого напряжения или неподходящего источника питания.

ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ НА УСТРОЙСТВО; НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ, НИ УСТНЫХ, НИ ПИСЬМЕННЫХ, QNET НЕ ДАЕТ. ГАРАНТИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ КОЖИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.

## **ОГРАНИЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ**

ВАШИ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЛЮБЫХ КОСВЕННЫХ, СЛУЧАЙНЫХ, МОРАЛЬНЫХ, ФАКТИЧЕСКИХ ИЛИ ИНЫХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ УСТРОЙСТВА, ЕСЛИ ОНО НЕИСПРАВНО, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.

Ни за какие другие расходы QNET ответственности не несет.

QNET оставляет за собой право отказаться от ремонта или замены устройства в случае его возврата в антисанитарном состоянии, а также оставляет за собой право заменить устройство на аналогичное или лучшего качества, если на момент замены идентичного устройства не будет в наличии.

## **РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

Данная ограниченная гарантия регулируется законодательством Гонконга.

## **КАК ПОЛУЧИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ**

Для получения обслуживания по данной ограниченной гарантии обратитесь в Глобальный центр поддержки и сохраните серийный номер устройства в целях его отслеживания.



**PHYSIO RADIANCE**  
Paris

*VISAGE+*

**QNet Ltd**

Unit G-L, 21/F, MG Tower  
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong  
Kowloon East, Hong Kong  
Tel: +852 2263 9000  
Fax: +852 2827 1833  
Email: [global.support@qnet.net](mailto:global.support@qnet.net)

**[www.qnet.net](http://www.qnet.net) or [www.physioradiance.com](http://www.physioradiance.com)**

Copyright © QNet Ltd / 2014. All rights reserved.

Copyrights and/or other intellectual property rights on all designs, graphics, logos, images, photos, texts, trade names, trademarks, etc., in this publication are reserved. The reproduction, transmission, or modification of any part of the contents of this publication is strictly prohibited.



ISO 9001:2000 / 14001:2004

Exclusively available from **QNET**